



## 5. Centurion 9A

Le Centurion 9A se compose d'un mini générateur et d'un applicateur plat pour traiter les petits chiens, chats et autres petits animaux. L'animal peut être posé sur l'applicateur plat ou l'applicateur peut être placé en position verticale sur un côté de l'animal. Comme le système 9pc, cet équipement est préprogrammé avec 3 contrôles de fréquences et 3 contrôles d'intensité. Ce qui permet de traiter les animaux en différentes étapes de récupération : douleur, inflammation, stimulation et augmentation de la circulation du sang.

(POUR PLUS DE DETAILS A PROPOS DE CET EQUIPEMENT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES VOIR NOTRE RUBRIQUE D'EQUIPEMENTS HUMAINS. )